

Type	Réf. Modèle	Réf. Documentaire	Version	Date d'application
FICHE TECHNIQUE	003	FT-LAB 010	01	15/12/2023
ORDRE DES TUBES POUR LES PRELEVEMENTS SANGUINS				
EMETTEUR : DEPARTEMENT DE BIOPATHOLOGIE				

L'ordre de prélèvement des tubes respecte les recommandations du fournisseur :

Tube sec BEIGE avec étiquette jaune de 10mL pour PURGER le système avant prélèvement sur chambre ou cathéter	 puis jeter le tube
Tube citrate BLEU : HÉMOSTASE Tube impérativement rempli jusqu'au trait de jauge	
Tube avec activateur de coagulation (silice) : SEROLOGIE	
Tube avec gel séparateur de sérum : PROTEINE SPECIFIQUE	
Tube héparine avec gel séparateur VERT : BIOCHIMIE, MARQUEURS TUMORAUX	
Tube EDTA MAUVE : CYTO-HEMATOLOGIE & IMMUNO-HEMATOLOGIE	

Remarque :

En cas de nécessité de prélever des tubes à bouchons bicolores (protocoles), se rapprocher de l'URC pour connaître l'ordre des tubes à appliquer.



Exemple de bouchons :

Attention : ces tubes contiennent un additif chimique ; il est donc important d'éviter le plus possible le reflux :

Laisser le bras en position déclive par rapport à son épaule

Tenir le tube de manière à ce que le contenu du tube ne touche pas le bouchon

Libérer le garrot dès que le tube commence à couler dans le tube

Ce tube est à prélever après un tube EDTA ou un tube sec (pas en 1^{er} car nécessité de purger l'air de la tubulure, et pas après un tube hépariné)

Homogénéiser par retournements 8-10 fois